

NEW 10種 PFAS 混合標準品



PFBA

PFNA

PFPeA

HFPO-DA

PFHxA

L-PFBS

PFHpA

L-PFHxS

PFOA

L-PFOS

環境省通知 水環境向け「水環境中の要調査項目」、水道水質向け「水道水質中の要検討項目」においてPFAS類10種類の物質に対する測定に関する指針が定められました。これらに準じた新たな Wellington Laboratories Inc. 製混合標準品を新発売致します。

Catalogue Number	Product (methanol solution)	Qty/Conc
PFAS-MXK	Native PFCA, PFSA and HFPO-DA (GenX) Solution/Mixture	1.2 mL
MPFAS-MXK	Mass-Labelled PFCA,PFSA and HFPO-DA (GenX) Solution/Mixture	1.2 mL

※国内在庫品



高精度な標準品で確かな分析を

Wellington Laboratories Inc. は高品質な製品の流通、優れた顧客サービスの維持に尽力しています。可能な限り最高のサービスを提供するために、計画、生産、テスト、流通のあらゆる側面をカバーする3つのISO認証(ISO 9001:2015、ISO/IEC 17025:2017、ISO 17034:2016)を取得しています。これにより、ISO認証を受けた確実な製品で高精度な分析が可能です。

WELLINGTON
LABORATORIES

株式会社 ウェリントンラボラトリーズジャパン

〒177-0034 東京都練馬区富士見台 1-22-8

電話 03-5934-4184 Fax 03-5241-4222 Eメール info@well-labs.co.jp

詳細は
裏面に

MIXED NATIVE PFAS: SOLUTION/MIXTURES

Catalogue Number	Product (methanol solution)	Qty/Conc
PFAS-MXK	Native PFCA, PFSA and HFPO-DA (GenX) Solution/Mixture	1.2 mL
	Perfluoro-n-butanoic acid	PFBA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-pentanoic acid	PFPeA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-hexanoic acid	PFHxA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-heptanoic acid	PFHpA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-octanoic acid	PFOA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-nonanoic acid	PFNA 2000 ng/mL
	2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoic acid	HFPO-DA 2000 ng/mL
	Potassium perfluoro-1-butanesulfonate	L-PFBS 2000 ng/mL
	Sodium perfluoro-1-hexanesulfonate	L-PFHxS 2000 ng/mL
	Sodium perfluoro-1-octanesulfonate	L-PFOS 2000 ng/mL

NOTE: Listed concentrations for the perfluoroalkanesulfonates are reported as the salt.

MIXED MASS-LABELLED PFAS: SOLUTION/MIXTURES

Catalogue Number	Product (methanol solution)	Qty/Conc
MPFAS-MXK	Mass-Labelled PFCA,PFSA and HFPO-DA (GenX) Solution/Mixture	1.2 mL
	Perfluoro-n-(1,2,3,4- ¹³ C ₄)butanoic acid	MPFBA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-(1,2,3,4,5- ¹³ C ₅)pentanoic acid	M5PFPeA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-(1,2,3,4,6- ¹³ C ₅)hexanoic acid	M5PFHxA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-(1,2,3,4- ¹³ C ₄)heptanoic acid	M4PFHpA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-(¹³ C ₈)octanoic acid	M8PFOA 2000 ng/mL
	Perfluoro-n-(¹³ C ₉)nonanoic acid	M9PFNA 2000 ng/mL
	2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)(¹³ C ₃)propanoic acid	M3HFPO-DA 2000 ng/mL
	Sodium perfluoro-1-(2,3,4- ¹³ C ₃)butanesulfonate	M3PFBS 2000 ng/mL
	Sodium perfluoro-1-(1,2,3- ¹³ C ₃)hexanesulfonate	M3PFHxS 2000 ng/mL
	Sodium perfluoro-(¹³ C ₈)octanesulfonate	M8PFOS 2000 ng/mL

NOTE: Listed concentrations for the perfluoroalkanesulfonates are reported as the salt.